

RETENEDOR ESSIX

INSTRUCCIONES

Al empezar el uso de su retenedor, úselo todas las noches.

HIGIENE ORAL APROPIADO

Remueva el retenedor al comer o beber

No es necesario ser removido al tomar agua fría

Cepille y use hilo dental después de cada comida o botana, antes de volver a insertar su retenedor.

Si no tiene acceso a un cepillo, simplemente enjuague su boca con agua.

LIMPIEZA DE SU RETENEDOR

Asegúrese de limpiar su retenedor cada vez que lo use.

Para limpiar su retendor use un cepillo con brisas suaves y agua fría.

NO coloque su retenedor en en agua caliente o hirviendo, o exponga a calor en exceso (Tal como directo al sol) ya que puede distorsionarlo.

NO use limpiadores de dentadura postiza o enjuague bucal para limpiar su retenedor. Estos productos pueden dañar la superficie o puede causar que se disminuya su pulido.

ALMENAJE DE SU RETENEDOR

Coloque en su caja de protección cuando no esté usando su retenedor.

No los coloques en una servilleta o expuestos en una mesa.



**SUNRISE
SMILES**

